

FICHA TÉCNICA

HYAL FILLER

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO PARA RELLENO

BIOLÓGICO 5.0 ESTERILIZADO

Ácido hialurónico reticulado de altísima calidad. Monofásico (no contiene ácido hialurónico libre) ni de origen animal, totalmente reabsorbible. **Se integra perfectamente en la piel.**

Dotado de un **proceso de reticulación uniforme y del 100% de las cadenas de ácido hialurónico, lo que consigue una mayor durabilidad y resistencia frente a la degradación.**

El ácido hialurónico es sometido a un proceso de purificación que permite reducir al máximo los niveles de BDDE residual garantizando una pureza máxima.

COMPOSICIÓN:

- ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO

INDICACIONES:

- Relleno de arrugas.
- Aumento, perfilado e hidratación de los labios.
- Mejillas
- Pliegue nasogeniano marcado
- Zona peribucal
- Líneas de marioneta
- Manos

ZONAS A TRATAR:

rostro, cuello y dorso de las manos.

MODO DE USO:

Uso tópico, electroforesis, ionoforesis, mesoterapia transdérmica por electroporación. Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu o Enpitsu Plus Derma Pen.

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml

INGREDIENTES: AQUA (WATER), PROPANEDIOL, ALCOHOL DENAT., SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CELLULOSE, PENTYLENE GLYCOL, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM ACETATE, CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 1,2-HEXANEDIOL, POLYSORBATE 20

Testado dermatológicamente

No GMO (no manipulado genéticamente). No BSE (ningún componente de origen animal). Sin PARABENOS



FABRICACIÓN ESPAÑOLA
FORMULACIÓN JAPONESA